

Porcelana - vidrio óptico - cuarzo





Porcelana

Espátula cuchara, W.Haldenwanger

| Referencia | Longitud total | Piezas caja | Euros unid |
|------------|----------------|-------------|------------|
| 212100092 | 125 mm | 1 | |
| 212100094 | 170 mm | 1 | |
| 212100096 | 210 mm | 1 | |
| 212100098 | 310 mm | 1 | |



Cápsulas de evaporación, W.Haldenwanger

Fondo redondo con pico, DIN 12903

| Referencia | Modelo | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | Piezas caja | Euros unid |
|------------|--------|-----------|------------|----------|-------------|------------|
| 212111104 | 5/0 | 10 | 40 | 16 | 1 | |
| 212111105 | 4/0 | 25 | 50 | 20 | 1 | |
| 212111106 | 0 | 35 | 63 | 25 | 1 | |
| 212111108 | 0 | 75 | 80 | 32 | 1 | |
| 212111110 | 2 | 115 | 100 | 40 | 1 | |
| 212111112 | 5 | 250 | 125 | 50 | 1 | |
| 212111116 | 6a | 580 | 160 | 64 | 1 | |
| 212111120 | 7b | 1000 | 200 | 80 | 1 | |
| 212111125 | 9 | 2000 | 250 | 100 | 1 | |
| 212111131 | 10 | 3000 | 315 | 126 | 1 | |



Cápsulas de evaporación forma baja, W.Haldenwanger

Fondo plano con pico, vitrificadas excepto superficie exterior del fondo DIN 12903

| Referencia | Modelo | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | Piezas caja | Euros unid |
|------------|--------|-----------|------------|----------|-------------|------------|
| 212112204 | 000 | 8 | 40 | 8 | 1 | |
| 212112205 | 00 | 10 | 50 | 10 | 1 | |
| 212112206 | 0 | 20 | 63 | 13 | 1 | |
| 212112208 | 2 | 45 | 80 | 16 | 1 | |
| 212112210 | 4 | 100 | 100 | 20 | 1 | |
| 212112212 | 6 | 260 | 125 | 25 | 1 | |



Crisol de porcelana forma alta, W.Haldenwanger

DIN 12904

| Referencia | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | Piezas caja | Euros unid |
|------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|
| 212116432 | 15 | 30 | 38 | 1 | |
| 212116437 | 24 | 35 | 44 | 1 | |
| 212116442 | 40 | 40 | 50 | 1 | |
| 212116447 | 50 | 45 | 56 | 1 | |
| 212116452 | 75 | 50 | 65 | 1 | |
| 212116462 | 120 | 60 | 75 | 1 | |



Crisol de porcelana forma media, W. Haldenwanger

DIN 12904


| Referencia | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | Piezas caja | Euros unid |
|------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|
| 212115436 | 15 | 35 | 28 | 1 | |
| 212115441 | 20 | 40 | 32 | 1 | |
| 212115446 | 38 | 45 | 36 | 1 | |
| 212115451 | 49 | 50 | 40 | 1 | |
| 212115461 | 90 | 60 | 48 | 1 | |
| 212115471 | 150 | 70 | 56 | 1 | |



Crisol de porcelana forma baja, W.Haldenwanger

DIN 12904

| Referencia | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | Piezas caja | Euros unid |
|------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|
| 212114430 | 6 | 30 | 19 | 1 | |
| 212114435 | 11 | 35 | 22 | 1 | |
| 212114440 | 15 | 40 | 25 | 1 | |
| 212114445 | 25 | 45 | 28 | 1 | |
| 212114450 | 29 | 50 | 32 | 1 | |
| 212114460 | 50 | 60 | 38 | 1 | |
| 212114470 | 85 | 70 | 44 | 1 | |



Tapa para crisoles de porcelana, W. Haldenwanger

DIN 12904

| Referencia | Diám. Interior Tapa | Piezas caja | Euros unid |
|------------|---------------------|-------------|------------|
| 212117401 | 30 mm | 1 | |
| 212117402 | 35 mm | 1 | |
| 212117403 | 40 mm | 1 | |
| 212117404 | 45 mm | 1 | |
| 212117405 | 50 mm | 1 | |
| 212117406 | 60 mm | 1 | |
| 212117407 | 70 mm | 1 | |



Embudo Buchner de porcelana, W.Haldenwanger

DIN 12905

| Referencia | Dia. Filtro | Capacidad | Alt.(mm) | Long. Rama | Piezas caja | Euros unid |
|------------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|
| 212120604 | 45 mm | 50 ml | 95 | 35 mm | 1 | |
| 212120605 | 55 mm | 75 ml | 110 | 50 mm | 1 | |
| 212120607 | 70 mm | 135 ml | 140 | 65 mm | 1 | |
| 212120609 | 90 mm | 290 ml | 165 | 70 mm | 1 | |
| 212120611 | 110 mm | 580 ml | 195 | 75 mm | 1 | |
| 212120612 | 125 mm | 795 ml | 215 | 100 mm | 1 | |
| 212120615 | 150 mm | 1250 ml | 235 | 105 mm | 1 | |
| 212120618 | 185 mm | 1900 ml | 280 | 105 mm | 1 | |
| 212120624 | 240 mm | 4300 ml | 330 | 120 mm | 1 | |
| 212120627 | 270 mm | 5800 ml | 300 | 125 mm | 1 | |
| 212120632 | 320 mm | 10600 ml | 350 | 150 mm | 1 | |





Porcelana

Mortero con pico Haldenwanger

Vitrificado interiormente Se suministra sin mano

| Referencia | Cap. (ml) | Diam. Ext. | 40 | Piezas caja | Euros unid |
|------------|-----------|------------|-----|-------------|------------|
| 212118506 | 70 | 63 | 40 | 1 | |
| 212118509 | 190 | 90 | 55 | 1 | |
| 212118512 | 400 | 125 | 65 | 1 | |
| 212118515 | 650 | 150 | 70 | 1 | |
| 212118518 | 1000 | 180 | 80 | 1 | |
| 212118525 | 2700 | 250 | 100 | 1 | |
| 212118533 | 6500 | 330 | 140 | 1 | |



Mano para mortero de porcelana, W.Haldenwanger

DIN 12906, con la cabeza esmaltada

| Referencia | Diámetro | Largo | Piezas caja | Euros unid |
|------------|----------|--------|-------------|------------|
| 212119507 | 24 mm | 115 mm | 1 | |
| 212119510 | 30 mm | 135 mm | 1 | |
| 212119513 | 36 mm | 150 mm | 1 | |
| 212119516 | 42 mm | 175 mm | 1 | |
| 212119519 | 55 mm | 210 mm | 1 | |
| 212119526 | 74 mm | 250 mm | 1 | |
| 212119534 | 85 mm | 280 mm | 1 | |



Placa de porcelana para desecador

| Referencia | DN | Piezas caja | Euros unid |
|------------|-----|-------------|------------|
| 212122709 | 100 | 1 | |
| 212122714 | 150 | 1 | |
| 212122719 | 200 | 1 | |
| 212122723 | 250 | 1 | |
| 212122728 | 300 | 1 | |



Mortero con mano de Agata

| Referencia | D. Exterior aprox. mm | D. Interior aprox. mm | Altura mm | Cap. ml aprox | unid ca | Euros unid |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|---------|------------|
| 219300025 | 25 | 20 | 15 | 2 | 1 | |
| 219300040 | 40 | 35 | 20 | 8 | 1 | |
| 219300050 | 50 | 40 | 25 | 10 | 1 | |
| 219300060 | 60 | 50 | 27 | 15 | 1 | |
| 219300075 | 75 | 60 | 30 | 25 | 1 | |
| 219300100 | 100 | 80 | 40 | 50 | 1 | |
| 219300125 | 125 | 105 | 50 | 100 | 1 | |
| 219300150 | 150 | 125 | 65 | 200 | 1 | |
| 219300200 | 200 | 165 | 80 | 550 | 1 | |





Cubeta Macro Vidrio Óptico sin tapa,

Transmisión 360-2500 nm

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|---------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195510001 | 10 mm | 6030-OG | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | NO | |
| 195510021 | 20 mm | 6030-OG | 7000 uL | 45 x 12,5 x 22,5 | NO | |
| 195510031 | 40 mm | 6030-OG | 14000 uL | 45 x 12,5 x 42,5 | NO | |
| 195510041 | 50 mm | 6030-OG | 17500 uL | 45 x 12,5 x 52,5 | NO | |



Cubeta Macro Cuarzo Herasil sin tapa,

Transmisión 230-2500 nm

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|---------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195510002 | 10 mm | 6030-UV | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | NO | |



Cubeta Semi-micro Vidrio Óptico sin tapa,

Transmisión 360-2500 nm

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|---------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195510009 | 10 mm | 6040-OG | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | No | |



Cubeta Macro Cuarzo Herasil sin tapa

Transmisión 230-2500 nm

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|---------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195510010 | 10 mm | 6040-UV | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | No | |



Cubeta Macro Cuarzo Suprasil,

Transmisión 200-2500 nm Con tapa de teflón.

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195511102 | 10 mm | 100-QS | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | SI | |
| 195511202 | 20 mm | 100-QS | 7000 uL | 45 x 12,5 x 22,5 | SI | |
| 195511402 | 40 mm | 100-QS | 14000 uL | 45 x 12,5 x 42,5 | SI | |
| 195511502 | 50 mm | 100-QS | 17500 uL | 45 x 12,5 x 52,5 | SI | |





Vidrio óptico - cuarzo



Cubeta Macro Vidrio Óptico,

Cuatro caras para Fluorescencia, con tapa

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195511511 | 10 mm | 101-OS | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | SI | |



Cubeta Macro Cuarzo Suprasil,

Cuatro caras para Fluorescencia, con tapa

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195511512 | 10 mm | 101-QS | 3500 uL | 45 x 12,5 x 12,5 | SI | |



Cubeta Semi-micro Cuarzo Suprasil con tapa,


Transmisión 200-2500 nm

| Referencia | Paso Luz | Modelo | Capacidad | Dimensiones Al x An x F en mm | Tapa | Euros unid |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 195513052 | 5 mm | 104-QS | 700 uL | 45 x 12,5 x 7,5 | SI | |
| 195513102 | 10 mm | 104-QS | 1400 UI | 45 x 12,5 x 12,5 | SI | |
| 195513502 | 50 mm | 104-QS | 7000 ul | 45 x 12,5 x 52,5 | SI | |



Juego Standards Calibración

| Referencia | Modelo | Dimensiones Al x An x F en mm | Euros unid |
|------------|--|-------------------------------|------------|
| 195522666 | 666,000 | 45 x 12,5 x 12,5 | |
| 304102 | Recalibración juego de cubetas 666,000 | | |



Detergente para limpieza de cubetas,

| Referencia | Marca | Envase de | Euros unid |
|------------|--------------|-----------|------------|
| 195500340 | HELLMANEX II | 1000 ml | |
| 195500350 | HELLMANEX II | 500 ml | |




Cuarzo

Tapa para crisoles de cuarzo

DIN 12334, transparente.


| Referencia | | | Diám. Ext. Crisol | | Piezas caja | | Euros unid |
|------------|--|--|-------------------|--|-------------|--|------------|
| 612211/34 | | | 34 mm | | 1 | | |
| 612211/39 | | | 39 mm | | 1 | | |
| 612211/44 | | | 44 mm | | 1 | | |
| 612211/49 | | | 49 mm | | 1 | | |
| 612211/54 | | | 54 mm | | 1 | | |
| 612211/64 | | | 64 mm | | 1 | | |
| 612211/74 | | | 74 mm | | 1 | | |



Crisol de cuarzo forma alta

DIN 12334, transparente.


| Referencia | | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | | Piezas caja | | Euros unid |
|------------|--|-----------|------------|----------|--|-------------|--|------------|
| 613131/15 | | 15 | 30 | 38 | | 1 | | |
| 613131/24 | | 24 | 35 | 44 | | 1 | | |
| 613131/40 | | 40 | 40 | 50 | | 1 | | |
| 613131/50 | | 50 | 45 | 56 | | 1 | | |
| 613131/75 | | 75 | 50 | 65 | | 1 | | |
| 613131/120 | | 120 | 60 | 75 | | 1 | | |



Crisol de cuarzo forma media

DIN 12334, transparente.


| Referencia | | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | | Piezas caja | | Euros unid |
|------------|--|-----------|------------|----------|--|-------------|--|------------|
| 613111/15 | | 15 | 35 | 28 | | 1 | | |
| 613111/20 | | 20 | 40 | 32 | | 1 | | |
| 613111/38 | | 38 | 45 | 36 | | 1 | | |
| 613111/49 | | 49 | 50 | 40 | | 1 | | |
| 613111/90 | | 90 | 60 | 48 | | 1 | | |
| 613111/150 | | 150 | 70 | 56 | | 1 | | |



Crisol de cuarzo forma baja

DIN 12334, Transparente.

| Referencia | | Cap. (ml) | Diam. Ext. | Alt.(mm) | | Piezas caja | | Euros unid |
|------------|--|-----------|------------|----------|--|-------------|--|------------|
| 613121/6 | | 6 | 30 | 19 | | 1 | | |
| 613121/11 | | 11 | 35 | 22 | | 1 | | |
| 613121/15 | | 15 | 40 | 25 | | 1 | | |
| 613121/25 | | 25 | 45 | 28 | | 1 | | |
| 613121/29 | | 29 | 50 | 32 | | 1 | | |
| 613121/50 | | 50 | 60 | 38 | | 1 | | |
| 613121/85 | | 85 | 70 | 44 | | 1 | | |



FABRICAMOS PIEZAS ESPECIALES EN CUARZO




Cuarzo

Matraz esférico NS, en cuarzo

DIN 12348, transparente sin tapón


| Referencia | Volumen ml | Diámetro X altura | NS | Piezas caja | Euros unid |
|------------|------------|-------------------|-------|-------------|------------|
| 183622017 | 50 | 51 x 105 mm | 19/26 | 1 | |
| 183622024 | 100 | 64 x 115 mm | 19/26 | 1 | |
| 183622036 | 250 | 85 x 145 mm | 29/32 | 1 | |
| 183622044 | 500 | 105 x 175 mm | 29/32 | 1 | |
| 183622054 | 1000 | 131 x 210 mm | 29/32 | 1 | |
| 183622063 | 2000 | 166 x 260 mm | 29/32 | 1 | |



Matraz esférico NS, fondo plano en cuarzo

DIN 12348, transparente sin tapón


| Referencia | Volumen ml | Diámetro X altura | NS | Piezas caja | Euros unid |
|------------|------------|-------------------|-------|-------------|------------|
| 183623017 | 50 | 51 x 105 mm | 29/32 | 1 | |
| 183623024 | 100 | 64 x 115 mm | 29/32 | 1 | |
| 183623036 | 250 | 85 x 145 mm | 45/40 | 1 | |
| 183623044 | 500 | 105 x 175 mm | 45/40 | 1 | |
| 183623054 | 1000 | 131 x 210 mm | 45/40 | 1 | |
| 183623063 | 2000 | 166 x 260 mm | 45/40 | 1 | |



Vaso de cuarzo forma baja con pico

DIN 12332, transparente.

| Referencia | Volumen ml | Diámetro X altura | | Piezas caja | Euros unid |
|------------|------------|-------------------|--|-------------|------------|
| 183610014 | 25 | 34 x 48 mm | | 1 | |
| 183610017 | 50 | 42 x 59 mm | | 1 | |
| 183610024 | 100 | 51 x 71 mm | | 1 | |
| 183610029 | 150 | 58 x 81 mm | | 1 | |
| 183610036 | 250 | 69 x 95 mm | | 1 | |
| 183610041 | 400 | 80 x 110 mm | | 1 | |
| 183610048 | 600 | 90 x 126 mm | | 1 | |
| 183610053 | 800 | 98 x 135 mm | | 1 | |
| 183610054 | 1000 | 106 x 148 mm | | 1 | |
| 183610063 | 2000 | 132 x 240 mm | | 1 | |



Vaso de cuarzo forma alta con pico

DIN 12331, transparente.

| Referencia | Volumen ml | Diámetro X altura | | Piezas caja | Euros unid |
|------------|------------|-------------------|--|-------------|------------|
| 183610117 | 50 | 38 x 69 mm | | 1 | |
| 183610124 | 100 | 47 x 85 mm | | 1 | |
| 183610129 | 150 | 53 x 95 mm | | 1 | |
| 183610136 | 250 | 62 x 112 mm | | 1 | |
| 183610141 | 400 | 72 x 130 mm | | 1 | |
| 183610148 | 600 | 82 x 148 mm | | 1 | |
| 183610153 | 800 | 86 x 170 mm | | 1 | |
| 183610154 | 1000 | 95 x 180 mm | | 1 | |
| 183610163 | 2000 | 120 x 240 mm | | 1 | |

